

Mira-2-Ton

Prophylaxe professionell

Gebrauchsanweisung

1. **mira dent** Plaquetest Flüssigkeit auf Applikator (z.B. Wattestäbchen oder Pinsel) geben und die Zähne damit einfärben.
2. Zum Reinigen der Zahnflächen Mira-2-Ton einfach mit Wasser und Zahnbürste entfernen. Weitere Informationen für die professionelle Prophylaxe erhalten Sie unter **www.miradent.de**.

Mira-2-Ton

Professional Prophylaxis

- Solution for revealing of plaque.
- Differs reliably between older and newer plaque
- Old plaque turns blue and new one pink

Instructions for Use

1. Saturate an applicator (e.g. a cotton bud or a brush) with mira dent Plaque Test Liquid and apply to the teeth.
2. For cleaning of the teeth surfaces simply remove Mira-2-Ton Liquid with water and toothbrush.

Mira-2-Ton, Plaquetest Liquid 10ml:

Ingredients:

Aqua, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, C.I. 45410, C.I. 42090



Häger & Werken
GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
D-47006 Duisburg
www.hagerwerken.de



PZN-7578943

